

# Comparaison des produits

DAE **LIFEPAK® CR2** comparé au DAE **LIFEPAK CR Plus®**

## Caractéristiques des défibrillateurs automatisés externes (DAE)



	DAE cellulaire/Wi-Fi® LIFEPAK CR2	DAE Wi-Fi LIFEPAK CR2	DAE USB LIFEPAK CR2	DAE LIFEPAK CR Plus
Connectivité	Wi-Fi et Wi-Fi/cellulaire	Wi-Fi	Aucun	Aucun
Entièrement automatique	En option	En option	En option	En option
Langues doubles	Oui, bouton bilingue	Oui, bouton bilingue	Oui, bouton bilingue	Non
Mode enfant	Bouton mode enfant	Bouton mode enfant	Bouton mode enfant	Électrodes pédiatriques
RCP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Métronome anticipé</li> <li>• cprINSIGHT™</li> <li>• Technologie de conseils cprCOACH™ (conseils quand aucune RCP n'est détectée)</li> <li>• Guide avancé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Métronome anticipé</li> <li>• cprINSIGHT™</li> <li>• Technologie de conseils cprCOACH™ (conseils quand aucune RCP n'est détectée)</li> <li>• Guide avancé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Métronome anticipé</li> <li>• Technologie de conseils cprCOACH (conseils quand aucune RCP n'est détectée)</li> <li>• Guide avancé</li> </ul>	Guide pour administrer les compressions thoraciques et respirations de sauvetage
Guides pour la respiration	Oui, configurable par l'utilisateur	Oui, configurable par l'utilisateur	Oui, configurable par l'utilisateur	Oui, configurable par l'utilisateur
Repérage automatique de l'emplacement du DAE	Sur un réseau cellulaire	Non	Non	Non
Notification par courriel de l'appareil en cours d'utilisation	Sur un réseau Wi-Fi	Sur un réseau Wi-Fi	Non	Non
Transmission des données sur l'incident aux intervenants d'urgence qui arrivent	Sur un réseau Wi-Fi	Sur un réseau Wi-Fi	Non	Non
Indice de protection	55	55	55	X4
Augmentation de l'énergie	Quatre niveaux d'énergie, configurables par l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adultes : 150 J à 360 J</li> <li>• Enfants : 35 J à 90 J</li> </ul>	Quatre niveaux d'énergie, configurables par l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adultes : 150 J à 360 J</li> <li>• Enfants : 35 J à 90 J</li> </ul>	Quatre niveaux d'énergie, configurables par l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adultes : 150 J à 360 J</li> <li>• Enfants : 35 J à 90 J</li> </ul>	Configurable par l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adultes : 150 J à 360 J</li> <li>• Enfants : 50 J à 86 J avec électrodes pour enfants</li> </ul>
Technologie de traitement ClearVoice™	Oui	Oui	Oui	Oui
Volume des messages adaptatif	Oui	Oui	Oui	Non
Oscillation biphasique ADAPTIV™	Oui	Oui	Oui	Oui

## Caractéristiques des DAE, suite

	DAE cellulaire/Wi-Fi LIFEPAK CR2	DAE Wi-Fi LIFEPAK CR2	DAE USB LIFEPAK CR2	DAE LIFEPAK CR Plus
Chocs	Chocs de 166 et 200 joules (avec une minute de RCP entre les chocs) ou de 103 et 360 joules (avec une minute de RCP entre les chocs) ou 800 minutes de temps de fonctionnement	Chocs de 166 et 200 joules (avec une minute de RCP entre les chocs) ou de 103 et 360 joules (avec une minute de RCP entre les chocs) ou 800 minutes de temps de fonctionnement	Chocs de 166 et 200 joules (avec une minute de RCP entre les chocs) ou de 103 et 360 joules (avec une minute de RCP entre les chocs) ou 800 minutes de temps de fonctionnement	Trente (30) décharges complètes ou 210 minutes « en marche » avec un appareil entièrement chargé
Stockage de données	Un minimum de 60 minutes d'ECG enregistré pour deux incidents de patient	Un minimum de 60 minutes d'ECG enregistré pour deux incidents de patient	Un minimum de 60 minutes d'ECG enregistré pour deux incidents de patient	Un minimum de 20 minutes d'ECG enregistré pour le patient actuel, résumé des données enregistrées pour le patient précédent.
Électrodes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Électrodes préconnectées QUIK-STEP™ pour patients adultes et pédiatriques, compatibles avec les appareils des services médicaux d'urgence LIFEPAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Électrodes préconnectées QUIK-STEP™ pour patients adultes et pédiatriques, compatibles avec les appareils des services médicaux d'urgence LIFEPAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Électrodes préconnectées QUIK-STEP pour patients adultes et pédiatriques, compatibles avec les appareils des services médicaux d'urgence LIFEPAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Électrodes préconnectées QUIK-PAK™ compatibles avec les appareils des services médicaux d'urgence LIFEPAK</li> <li>Électrodes de défibrillation à énergie réduite pour nourrissons/enfants</li> </ul>
Durée de conservation des électrodes	4 ans	4 ans	4 ans	2 ans
Durée de vie de la batterie	4 ans	4 ans	4 ans	Cycle de remplacement de 2 ans pour CHARGE-PAK™
Dimensions	Profondeur : 9,7 cm Largeur : 22,6 cm Hauteur : 27,4 cm	Profondeur : 9,7 cm Largeur : 22,6 cm Hauteur : 27,4 cm	Profondeur : 9,7 cm Largeur : 22,6 cm Hauteur : 27,4 cm	Profondeur : 10,7 cm Largeur : 20,3 cm Hauteur : 24,1 cm
Poids (avec batterie et électrodes)	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg
Autotests	Chaque jour, semaine, mois	Chaque jour, semaine, mois	Chaque jour, semaine, mois	Chaque jour
Enregistrement de l'appareil	Chaque mois	Chaque mois	Aucun	Aucun
Exportation des données d'événement	Surveillance des événements sans fil par DAE Event Viewer	Surveillance des événements sans fil par DAE Event Viewer	Câble USB	Sans fil (infrarouge)
Voyants de l'état de préparation	DEL, alerte sonore	DEL, alerte sonore	DEL, alerte sonore	Affichage de l'information sous forme de texte et d'alertes d'icônes de statut
Avis de température hors de plage	Non	Non	Non	Non
Temps pour administrer un choc après RCP	<ul style="list-style-type: none"> <li>À 360 J après RCP avec cprINSIGHT activé : &lt; 7 secondes</li> <li>Entièrement automatique : &lt; 13 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>À 360 J après RCP avec cprINSIGHT activé : &lt; 7 secondes</li> <li>Entièrement automatique : &lt; 13 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>À 360 J semi-automatique : &lt; 17 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>À 360 J semi-automatique : &lt; 25 secondes</li> </ul>
Contenu de la boîte	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAE</li> <li>Batterie</li> <li>Électrodes QUIK-STEP</li> <li>Étui ou poignée de transport</li> <li>Câble USB</li> <li>Mode d'emploi</li> <li>Guide de démarrage</li> <li>Guide de configuration sans fil</li> <li>LIFELINKcentral™, outil de gestion DAE, compte Basic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAE</li> <li>Batterie</li> <li>Électrodes QUIK-STEP</li> <li>Étui ou poignée de transport</li> <li>Câble USB</li> <li>Mode d'emploi</li> <li>Guide de démarrage</li> <li>Guide de configuration sans fil</li> <li>LIFELINKcentral™, outil de gestion DAE, compte Basic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAE</li> <li>Batterie</li> <li>Électrodes QUIK-STEP</li> <li>Poignée</li> <li>Câble USB</li> <li>Mode d'emploi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAE</li> <li>Chargeur de batterie CHARGE-PAK, électrodes QUIK-PAK – 2 ensembles</li> <li>Étui de transport</li> <li>Câble USB</li> <li>Trousse de masque Ambu® Res-Cue Mask®</li> <li>Mode d'emploi</li> </ul>

## Caractéristiques des DAE, suite

	DAE cellulaire/Wi-Fi LIFEPAK CR2	DAE Wi-Fi LIFEPAK CR2	DAE USB LIFEPAK CR2	DAE LIFEPAK CR Plus
Garantie	8 ans	8 ans	8 ans	8 ans
Abonnement pour l'outil de gestion DAE LIFELINKcentral	Compte Basic	Compte Basic	Aucun	Aucun

Si vous avez acheté un défibrillateur LIFEPAK CR2 auprès d'un distributeur ou d'un revendeur de Stryker autorisé, ce dernier aura accès à votre compte d'outil de gestion de DAE LIFELINKcentral et pourra recevoir des avis envoyés par le défibrillateur LIFEPAK CR2. Veuillez noter que le réglage de notification à votre distributeur ou revendeur peut être désactivé en TOUT temps : si vous souhaitez désactiver ce réglage, veuillez envoyer une demande au service à la clientèle de Stryker afin d'être en mesure de gérer votre site sans notifications à votre distributeur ou revendeur.

**Pour de plus amples renseignements, contactez Stryker au 1 800 442-1142 (États-Unis), 1 800 668-8323 (Canada) ou rendez-vous sur notre site Web à [www.strykeremercencycare.com](http://www.strykeremercencycare.com)**

## Accès public aux soins d'urgence

Les utilisateurs du DAE doivent être formés en RCP et dans l'utilisation du DAE.

Même si nous ne pouvons sauver tout le monde, des études démontrent qu'une défibrillation rapide peut accroître radicalement les taux de survie. Les DAE peuvent être utilisés sur des adultes et des enfants. On peut utiliser les DAE sur des enfants pesant moins de 25 kg, mais certains modèles peuvent exiger d'autres électrodes de défibrillation.

Les renseignements présentés visent à détailler les produits offerts par Stryker. Consultez les instructions d'utilisation pour connaître toutes les directives sur l'usage prévu, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les événements indésirables possibles avant d'utiliser l'un des produits Stryker. Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés par suite de réglementations ou de pratiques médicales en vigueur dans certains d'entre eux. Si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région, n'hésitez pas à contacter votre représentant. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Stryker ou ses filiales sont propriétaires, utilisent ou ont introduit des demandes de brevet pour les marques de commerce ou de services suivantes : ADAPTIV, ClearVoice, CHARGE-PAK, cprCOACH, cprINSIGHT, LIFELINKcentral, LIFEPAK, LIFEPAK CR2, LIFEPAK CR Plus, QUIK-PAK, QUIK-STEP, Stryker. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires ou détenteurs respectifs.

Le fait que le nom ou logo d'un produit, d'une fonctionnalité ou d'un service ne figure pas dans cette liste ne constitue pas, de la part de Stryker, une renonciation à ses droits de marques commerciales ou à d'autres droits de protection de la propriété intellectuelle portant sur ce nom ou logo.

**Fabriqué par :**



Physio-Control, Inc.  
11811 Willows Road NE  
Redmond, WA, 98052 É.-U.  
Sans frais : 1 800 442-1142  
[strykeremercencycare.com](http://strykeremercencycare.com)

**Distribué par :**

Stryker Canada  
2 Medicorum Place  
Waterdown, Ontario  
L8B 1W2  
Canada  
Sans frais : 1 800 668-8323